

FILLMED
LABORATOIRES

IPSEN
Innovation for patient care



АРТ ФИЛЛЕРЫ

Красота как искусство.

Мы делаем это наукой.

Лаборатория Филорга

БОЛЕЕ 40 ЛЕТ ЭКСПЕРТИЗЫ
В КОСМЕТОЛОГИИ

Создание специализированного
медицинского подразделения
В 2020 году

FillMed

Создание
лаборатории
Филорга

NCTFs



GLYKOPEEL*



Первые филлеры
X-HA 3
X-HA Volume
M-HA18



MESO-NEEDLING *



Созданы АРТ филлеры



1978

2000

2009

2013

2016-2020

АРТ ФИЛЛЕРЫ

ПАЛИТРА ИЗ 4 ФИЛЛЕРОВ


FINES LINES , UNIVERSAL, LIPS & VOLUME



FINES LINES

**ЛЕГКО РАСПРЕДЕЛЯЮЩИЙСЯ
ГЕЛЬ С ВЫРАЖЕННЫМ
РАЗГЛАЖИВАЮЩИМ
ДЕЙСТВИЕМ**


Тонкие и поверхностные морщины, а также дефекты на поверхности кожи: «гусиные лапки», периоральные морщины и морщины на коже щек.



UNIVERSAL

**ПЛАСТИЧНЫЙ ГЕЛЬ С
ЗАПОЛНЯЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ**



Многоцелевая коррекция, коррекция средних и глубоких морщин. Увеличение объема губ.



LIPS

**ПЛАСТИЧНЫЙ ГЕЛЬ
С ВОЛЮМИЗИРУЮЩИМ
ДЕЙСТВИЕМ**

Коррекция, подходящая для подвижной области губ.



VOLUME

**ПЛАСТИЧНЫЙ ГЕЛЬ С
ВОЛЮМИЗИРУЮЩИМ
ДЕЙСТВИЕМ**

Объемное моделирование лица, коррекция овала лица
Свободная ГК облегчает введение филлера.

АРТ ФИЛЛЕРЫ

Основа технологии **TRY-HYAL**: уникальная комбинация 3 типов гиалуроновой кислоты

3 типа гиалуроновой кислоты


1- ОЧЕНЬ ДЛИННЫЕ ЦЕПИ

+

2- ДЛИННЫЕ ЦЕПИ



Естественный упругий
эластический каркас в виде сети
> скульптурирующий
и волюмизирующий эффект



3- СВОБОДНАЯ ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

> обеспечивает разглаживающий эффект

АРТ ФИЛЛЕРЫ


Небольшая линейка: 4 филлера
с лидокаином 0.3%

ПРОСТАЯ И ЯСНАЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИНЕЙКА ФИЛЛЕРОВ

	FINES LINES	UNIVERSAL	LIPS	VOLUME
				
ЗОНЫ КОРРЕКЦИИ	ТОНКИЕ И ПОВЕРХНОСТНЫЕ МОРЩИНКИ	СРЕДНИЕ И ГЛУБОКИЕ МОРЩИНЫ + ГУБЫ	ОБЪЕМ И КОНТУР ГУБ	ВОЛЮМИЗАЦИЯ И ОВАЛ ЛИЦА
КОНЦЕНТРАЦИЯ ГК	20 мг/мл	25 мг/мл	25 мг/мл	25 мг/мл
СООТНОШЕНИЕ ОЧЕНЬ ДЛИННЫХ ЦЕПЕЙ И ДЛИННЫХ ЦЕПЕЙ	+	++	+++	+++++
СТЕПЕНЬ ПЕРЕКРЕСТНОГО СВЯЗЫВАНИЯ	+	+++	+++	++++
% СВОБОДНОЙ ГК	+++++	+++	++	+
ЛИДОКАИН	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%
ОБЪЕМ ШПРИЦА	2X1 мл	2X1.2 мл	2X1 мл	2X1.2 мл
ИГЛА	4X30G 1/2	4X27G 1/2	4X27G 1/2	4X27G1/2

АРТ ФИЛЛЕРЫ

Количество пациентов и областей введения
Результаты оценивались в течение 18 месяцев



Оценка при помощи высокочастотного ультразвукового исследования и профилометрии каждого участка, куда вводился филлер (с мая 2014 по декабрь 2015)

АРТ ФИЛЛЕРЫ

Высокий уровень эффективности через 18 месяцев по данным клинической оценки

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: уменьшение минимум на 1 балл по сравнению с 0-м днем исследования по шкале Лемперлье

0 = нет морщин | 1= тонкие, едва заметные морщины | 2= тонкие морщины | 3= умеренные морщины | 4= глубокие морщины

НОСОГУБНЫЕ СКЛАДКИ

у **98,4%**

ПАЦИЕНТОВ ЭФФЕКТ
СОХРАНЯЛСЯ ЧЕРЕЗ
18 МЕСЯЦЕВ
(61/ 62 половин лица)

у **100%**

ПАЦИЕНТОВ ЭФФЕКТ
СОХРАНЯЛСЯ ЧЕРЕЗ
12 МЕСЯЦЕВ
(64/64 половин лица)

Средний балл по шкале Лемперлье	D0	12M	18M
	2,03	1,23	1,42



«ГУСИНЫЕ ЛАПКИ»

у **48,4%**

ПАЦИЕНТОВ ЭФФЕКТ
СОХРАНЯЛСЯ ЧЕРЕЗ
18 МЕСЯЦЕВ
(30/ 62 половин лица)

у **61%**

ПАЦИЕНТОВ ЭФФЕКТ
СОХРАНЯЛСЯ ЧЕРЕЗ
12 МЕСЯЦЕВ
(39/64 половин лица)


Средний балл по шкале Лемперлье	D0	12M	18M
	3,35	0,89	1,24



АРТ ФИЛЛЕРЫ

Благоприятный профиль безопасности:

не было обнаружено формирования гранулем в течение 18 месяцев



Оценка результатов при помощи высокочастотного ультразвукового исследования дермы

НЕТ ГИПЕРЭХОГЕННЫХ ЛИНИЙ = НЕТ ГРАНУЛЕМ

АРТ ФИЛЛЕРЫ

Благодаря инновационной TRI-HYAL - технологии, линейка АРТ филлеров демонстрирует доказанный благоприятный профиль безопасности и сохранение длительного эффекта в течение 18 месяцев*, по результатам проведенных исследований



* - у части (48.4% на Fine lines и 98.4% на Universal) пациентов. Trevidic P et al. Dermatol Surg. 2017 Dec;43(12):1448-1457